

VIP ECO –Pakastin, MDF-DU702VH-PE

-86°C pystypakastin luonnollisilla kylmäaineilla



Taloudellinen ja ympäristöystävällinen näytteensäilytys
optimaalisella hiilijalanjäljellä

- Kylmäaineena käytetyn hiilivedyn ansiosta pakastin on energiatehokas ja ympäristölle ystävällinen
- Inverter Compressor –teknologia maksimoi jäähdytyskyvyn ja minimoi näytteiden lämpötilanvaihtelun
- VIP Plus –eristeteknologia maksimoi pakastimen sisätilavuuden ja varmistaa lämpötilan tasaisen jakautumisen pakastimen sisällä
- Pakastimen tilavuus 729L ja ulkomitat (L x S x K) 1030 x 882 x 1993 mm
- Värillinen LCD-kosketusnäyttö ja USB-portti helpottavat laitteen käyttöä ja tiedon siirtoa

Kysy meiltä edullinen **tarjoushinta** VIP ECO –pakastimelle



Koska näytteesi ansaitsevat vain parasta!

IncuSafe CO₂-inkubaattori, MCO-170AICUVD-PE

CO₂-inkubaattori, jossa tarkka hiilidioksidin ja lämpötilan säätely



Optimaalinen solujen kasvu on mahdollista tasalaatuisessa ympäristössä

- InCu-saFe germisidinen sisäpinta ja SafeCell UV –lamppu huolehtivat siitä, että solut saavat kasvaa ilman kontaminaatioita.
- Dual IR –sensorin ja Direct Heat –systemi takaavat tarkan hiilidioksidin ja lämpötilan säätelyn.
- Dual Heat –sterilointi tapahtuu kahdella lämmittimellä 180°C:ssa 11 tunnissa. Melamiinivahtoeristys estää lämmön karkaamisen steriloinnin aikana, joten inkubaattorit voi huoletta asentaa päällekkäin. Eristystekniikka mahdollistaa myös ohuet seinät, joka maksimoi inkubaattorin sisätilavuuden.
- Inkubaattorin tilavuus 165L ja ulkomitat (L x S x K) 620 x 755 x 905 mm
- Värillinen LCD-näyttö toimii myös käsineen läpi ja USB-portti helpottaa tiedonsiirtoa.

Kysy meiltä edullinen **tarjoushinta** IncuSafe CO₂ -inkubaattorille



Koska näytteesi ansaitsevat vain parasta!

IncuSafe CO₂ -inkubaattori, MCO-170AICUVH-PE

CO₂-inkubaattori, jossa tarkka hiilidioksidin ja lämpötilan säätely



Optimaalinen solujen kasvu on mahdollista tasalaatuisessa ympäristössä

- InCu-saFe germisidinen sisäpinta ja SafeCell UV –lamppu huolehtivat siitä, että solut saavat kasvaa ilman kontaminaatioita.
- Dual IR –sensorin ja Direct Heat –systemi takaavat tarkan hiilidioksidin ja lämpötilan säätelyn.
- Nopea sterilointitekniikka vähentää huomattavasti inkubaattorin sterilointiin kuluvaan aikaan. Vetyperoksidi ja UV-valo puhdistavat turvallisesti inkubaattorin alle kolmessa tunnissa. Mallissa on elektroninen ovenlukitus salasanalla.
- Inkubaattorin tilavuus 165L ja ulkomitat (L x S x K) 620 x 730 x 905 mm
- Värillinen LCD-näyttö toimii myös käsineen läpi ja USB-portti helpottaa tiedonsiirtoa.

Kysy meiltä edullinen **tarjoushinta** IncuSafe CO₂ -inkubaattorille



Koska näytteesi ansaitsevat vain parasta!